


AUTOPSIE  
POST MORTEM  
AUTOPSIE  
AUTOPSIA  
AUTOPSIA





**60.0001**  
Autopsie-Besteck  
Post-Mortem Set  
Set à autopsie  
Juego de autopsia  
Set per autopsia

Oszillierende elektrische Autopsiesägen  
Oscillating Electric Autopsie Saws  
Scies électrique oscillante pour autopsie  
Sierras eléctrica oscilante para autopsia  
Seghe elettrica oscillante per autopsia



60.0100 230 VOLT  
60.0110 110 VOLT

#### komplett mit

60.0118 1 Imbusschlüssel für Autopsiesäge  
60.0119 2 Gabelschlüssel für Autopsiesäge  
60.0131 1 Sägeblatt rund Ø 50 mm  
60.0132 1 Sägeblatt rund Ø 65 mm  
60.0137 1 Segmental Sawblade y 65 mm circular

#### complete with:

60.0118 1 hexagonal screwdriver  
60.0119 2 wrenches  
60.0131 1 sawblade round Ø 50 mm  
60.0132 1 sawblade round Ø 65 mm  
60.0137 1 Segmental Sawblade Ø 65 mm circular

#### complète avec:

60.0118 1 tournevis hexagonal  
60.0119 2 clefs  
60.0131 1 lame de scie Ø 50 mm  
60.0132 1 lame de scie Ø 65 mm  
60.0137 1 lame de scie à segment Ø 65 mm

#### completa con:

60.0118 1 atornillador hexagonal  
60.0119 2 llaves  
60.0131 1 hoja de sierra Ø 50 mm  
60.0132 1 hoja de sierra Ø 65 mm  
60.0137 1 hoja de sierra segmentar Ø 65 mm

#### completa con:

60.0118 1 chiave esagonale  
60.0119 2 chiavi  
60.0131 1 lama di sega Ø 50 mm  
60.0132 1 lama di sega Ø 65 mm  
60.0137 1 lama di sega segmentazione Ø 65 mm

#### Technische Daten:

230 Volt, 50 Hz bzw. 110 Volt, 60Hz, 500 W  
6500 - 24000 Schwingungen pro Minute  
Motorschutzschalter, funkentstört und schutzisoliert  
Schutzklasse II DIN/EN 60601, Typ BF

#### Technical Data:

230 Volt, 50 cycles, resp. 110 Volt, 60 cycles, 500 Watt  
6500 - 24000 oscillations per minute  
overload protection, interferences suppression and shockproof  
Safety class II DIN/EN 60601, Type BF

#### Caractéristiques techniques:

230 Volt, 50 Hz resp. 110 Volt, 60Hz, 500 Watt  
6500 - 24000 oscillations par minute  
disjoncteur-protecteur, antiparasité et double isolation  
Classe de protection II DIN/EN 60601, Type BF

#### Especificaciones técnicas:

230 Voltios, 50 HZ o 110 Voltios 60 HZ, 500 Vativos  
6500 - 24000 oscilaciones por minuto  
protección conter sobrecarga, supresión de las interferencias  
y aislamiento protector  
Clase de protección II DIN/EN 60601, Tipo BF

#### Dati tecnici:

230 Volt, 50 HZ o 110 Volt, 60 HZ, 500 Watt  
6500 - 24000 oscillazioni al minuto  
Interruttore di protezione, suppressione d'interferenze e isolato  
Classe protettiva II DIN/EN 60601, Tipo BF

Zubehör für Autopsiesäge / Accessories for Autopsy Saw / Accessoires pour scie à autopsie /  
Accesorios para sierra para autopsia / Accessori per seghe per autopsia



**60.0118**  
Imbusschlüssel  
Chuck key  
Tournevis hexagonal  
Atornillador hexagonal  
Chiave esagonale



**60.0119**  
Gabelschlüssel, Paar  
Spanners, pair  
Paire de clés  
Par de llaves  
Paio de chiavi




**60.0125**  
Begrenzungsscheibe für Sägeblätter  
Limiter-disk for sawblades  
Disque à limiter pour lames de scie  
Disco para limitación para sierras  
Disco di limitazione per lima



**60.0131** Ø 50 mm  
**60.0133** Ø 50 mm  
hart / hard / dure / dura / duro



**60.0132** Ø 65 mm  
**60.0134** Ø 65 mm



**60.0137**  
Segment Sägeblatt Ø 65 mm  
Segmental Sawblade Ø 65 mm circular  
Lame de scie à segment Ø 65 mm  
Hoja de sierra segmentar Ø 65 mm  
Lama segmentar Ø 65 mm



**60.0138**  
Tiefensäge bis 20 mm  
Deep cutting saw up to 20 mm  
Scie profonde jusqu'à 20 mm  
Sierra profunda hasta 20 mm  
Lama a taglio di profondità da 20 mm

Schädelspalter  
Skull breaker  
Burin casse-crâne  
Cinzel rompe-craneo  
Tagliacranio



**60.1000**  
14cm



**60.1001**  
13cm/23mm



**60.1020**  
28,5 cm  
links  
left  
gauche  
izquierdo  
sinistra



**BRUNETTI 60.1021**  
28,5 cm  
rechts  
right  
droite  
derecho  
destra



Rachiotom  
Rachiotome  
Rachiotome  
Raquiótomo  
Rachiotomo

**60.1030**  
22 cm



**60.1100**  
25 cm / 20 mm




**60.1200**  
23,5 cm

Muskelhaken  
Muscle hook  
Crochet musculaire  
Gancho muscular  
Uncino muscular




**60.1300**  
10,5 cm

Sektionsnadeln  
Post Mortem Needles  
Aiguilles d'autopsie  
Agujas para autopsia  
Aghi per autopsia



- |                |            |
|----------------|------------|
| <b>60.2001</b> | 1 / 12 St. |
| <b>60.2002</b> | 2 / 12 St. |
| <b>60.2003</b> | 3 / 12 St. |
| <b>60.2004</b> | 4 / 12 St. |
| <b>60.2005</b> | 5 / 12 St. |
| <b>60.2006</b> | 6 / 12 St. |



- |                |            |
|----------------|------------|
| <b>60.2011</b> | 1 / 12 St. |
| <b>60.2012</b> | 2 / 12 St. |
| <b>60.2013</b> | 3 / 12 St. |
| <b>60.2014</b> | 4 / 12 St. |
| <b>60.2015</b> | 5 / 12 St. |
| <b>60.2016</b> | 6 / 12 St. |